

QE195LP-H-MB-D0

热释电探测器的激光能量测量高达125 J。



产品系列主要特性

- 模块化概念
提高检测器的可能功率:有两种不同的冷却模块
- 大孔径
195 mm直径的有效孔径
- 可获得的QED衰减器
测量更高能量水平。
- 测试目标包括
MB 型
- 智能接口
包含所有的校准数据
- 兼容性支架
STAND-D-233

规格

测量能力	
光谱范围 ¹	0.193 - 20 μm
重复性	<0.5%
最大重复频率	40 Hz
最大可测量能量 ²	125 J
噪声等效能量 ³	500 μJ
最大脉冲宽度	1 ms
能量校准不确定性	±3 %
1. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。 2. 1064 nm, 7 ns, single-shot。 3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	10 W/cm²
最大能量密度 ²	0.6 J/cm²
最大功率	160 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	
冷却	传送(散热片)
孔径	195 mm
吸收器	MB
尺寸	229H x 229W x 103D mm
重量	4.9 kg
订购信息	
QE195LP-H-MB-D0	
QE195LP-H-MB-IDR-D0	
QE195LP-H-MB-INE-D0	

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表